



OLYMPUS PIGTAIL MAJ-843 - MAJ843 MAJ 843 EVIS EXERA

SKU: V012014-01 // EA032019-K // D112020-VK //
KF012026-K

zzgl. [Versandkosten](#)

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
Mobile 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Flexible Endoskope & Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Für Olympus CV-160 Prozessor
Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
Mobile 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

