



OLYMPUS PSD-10 HF-CHIRURGIEGERÄT FÜR DIE ENOSKOPIE

SKU: D052015

899,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

Output 500KHz

Cut 80 Watt (500 Ohm)

Blend 60 Watt (500 Ohm)

Coag 40 Watt (500 Ohm)

Geliefert mit Scope-Anschluss, Neutrale Elektrode
und Fusspedal

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [HF-Chirurgie & Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Output 500KHz

Cut 80 Watt (500 Ohm)

Blend 60 Watt (500 Ohm)



Coag 40 Watt (500 Ohm)

Geliefert mit Scope-Anschluss, Neutrale Elektrode und Fusspedal

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

