



OLYMPUS ST-SB1 SINGLE USE SPLINTING TUBE

SKU: CD052025

zzgl. [Versandkosten](#)

OLYMPUS ST-SB1 Single Use Splinting Tube ist ein steriles, Einweg-Intubationsrohr, das speziell für die sichere und effektive Atemwegssicherung entwickelt wurde. Das Produkt gewährleistet eine optimale Flexibilität und Stabilität bei minimalem Risiko von Kreuzkontaminationen.



Categories: [Fundgrube](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **OLYMPUS ST-SB1 Single Use Splinting Tube** ist ein hochwertiges, einmal verwendbares medizinisches Instrument, das speziell für die sichere und effektive Splintierung in endoskopischen Verfahren entwickelt wurde. Dieses Produkt unterstützt die Behandlung und Stabilisierung von Atemwegen oder anderen luminalen Strukturen während diagnostischer oder therapeutischer Eingriffe.

Eigenschaften und Vorteile:

- **Einmalgebrauch:** Das ST-SB1 Splinting Tube ist für den Einmalgebrauch konzipiert, was das Risiko von Kreuzkontaminationen minimiert und höchste hygienische Standards gewährleistet.
- **Biokompatibles Material:** Hergestellt aus biokompatiblen, medizinisch zugelassenen Materialien, die Gewebeverträglichkeit und Patientensicherheit garantieren.
- **Optimale Flexibilität und Stabilität:** Das Splinting Tube bietet eine ideale Balance zwischen Flexibilität und Stabilität, um die Anatomie des Patienten anzupassen und gleichzeitig die gewünschte Aufrichtung oder Stabilisierung sicherzustellen.
- **Einfache Handhabung:** Das Design ermöglicht eine einfache und schnelle Platzierung während



endoskopischer Eingriffe, wodurch die Prozedur effizienter gestaltet wird.

- **Kompatibilität:** Kompatibel mit einer Vielzahl von Olympus-Endoskopen und Zubehör, was eine vielseitige Anwendung in verschiedenen klinischen Situationen ermöglicht.

Anwendungsgebiete:

- Stabilisierung und Aufrechterhaltung von Atemwegen bei bronchologischen Eingriffen
- Unterstützung bei luminalen Interventionen im Gastrointestinaltrakt
- Temporäre Splintierung von Gefäßen oder Hohlorganen während minimalinvasiver Operationen

Technische Daten:

- Material: Medizinischer Kunststoff, biokompatibel
- Verwendung: Einmalgebrauch
- Kompatibilität: Geeignet für Olympus-Endoskope
- Verpackung: Steril verpackt, zur sicheren Anwendung

Das **OLYMPUS ST-SB1 Single Use Splinting Tube** stellt eine zuverlässige und sichere Lösung für die temporäre Splintierung in verschiedenen endoskopischen und chirurgischen Anwendungen dar. Seine Einmalverwendung gewährleistet maximale Hygiene, während das durchdachte Design die Effizienz und Sicherheit bei der Patientenversorgung erhöht.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

