



[OLYMPUS TjF-160VR TjF 160 VR VIDEODUODENOSKOP](#)

SKU: DL052025

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Gerät: Olympus TjF-160VR

Typ: Videoduodenoskop

Einsatzgebiet: Gastroenterologie – vor allem für ERCP (endoskopisch retrograde Cholangiopankreatikographie)

Besonderheiten:

- Distaler Enddurchmesser: ca. 13,5 mm
- Arbeitskanal: 4,2 mm
- Biegsamkeit für Zugang zum Duodenum
- Kompatibel mit Olympus CV-Videosystemen
- Hochauflösende Bildgebung für diagnostische & therapeutische Eingriffe

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

