



[OLYMPUS TjF Q 180 V TjF-Q180V VIDEO DUODENOSCOPE – VIDEODUODENOSCOPE](#)

SKU: G0042025

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Olympus TjF Q 180 V (TjF-Q180V) Video Duodenoskop** ist ein hochentwickeltes Endoskop, das speziell für die ERCP (endoskopische retrograde Cholangiopankreatikographie) entwickelt wurde. Es ermöglicht eine präzise visuelle Beurteilung und Intervention in den Gallenwegen und dem Pankreasgang, wodurch es in der gastroenterologischen Diagnostik und Therapie von zentraler Bedeutung ist.

Technische Merkmale und Vorteile:

- **Hochauflösende Bildgebung:** Das TjF-Q180V verfügt über eine fortschrittliche CCD-Kamera, die brillante und detailreiche Bilder liefert. Dies unterstützt die genaue Diagnostik und erleichtert therapeutische Eingriffe.
- **Verbesserte Flexibilität und Manövrierbarkeit:** Das Duodenoskop bietet eine ausgezeichnete Steuerbarkeit und Flexibilität, sodass selbst schwierige anatomische Situationen sicher und effizient erreicht werden können.
- **Optimierte Irrigation und Absaugung:** Durch integrierte Kanäle für Spülung und Absaugung wird eine klare Sicht während des Eingriffs gewährleistet und das Risiko von Komplikationen minimiert.
- **Ergonomisches Design:** Der Handgriff ist für eine komfortable und präzise Handhabung konzipiert, wodurch die Ermüdung des Untersuchers bei längeren Eingriffen reduziert wird.
- **Robuste Bauweise:** Das Endoskop ist für eine lange Lebensdauer und häufige Sterilisationszyklen ausgelegt, was die Wirtschaftlichkeit im Klinikalltag steigert.

Indikationen:

- Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Gallenwege und des Pankreasgangs
- Entfernung von Gallensteinen



- Stent-Implantationen zur Drainage
- Biopsie und Abklärung von Tumoren

Sicherheit und Hygiene: Das Olympus TJF-Q180V entspricht den höchsten Anforderungen an Hygiene und Patientensicherheit. Es ist kompatibel mit gängigen Reinigungs- und Desinfektionsverfahren, um eine effektive Keimreduktion zu gewährleisten.

Zusammenfassend bietet das **Olympus TJF Q 180 V Video Duodenoskop** eine hervorragende Kombination aus Bildqualität, Handhabung und Zuverlässigkeit, die eine präzise Diagnostik und effiziente therapeutische Interventionen in der ERCP ermöglichen. Es stellt somit eine erstklassige Wahl für gastroenterologische Fachabteilungen und endoskopische Zentren dar.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

