



## [OLYMPUS UCES-3 UCES3](#)

SKU: S082025

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Olympus UCES-3** ist ein hochwertiges Endoskop-Zubehör, das speziell für den Einsatz in der modernen Endoskopie entwickelt wurde. Es handelt sich um einen elektrischen Steueradapter, der eine präzise und zuverlässige Steuerung von Endoskopie-Instrumenten ermöglicht und somit den Workflow in medizinischen Einrichtungen erheblich verbessert.

Das UCES-3 zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

- **Kompatibilität:** Optimiert für den Einsatz mit Olympus-Endoskopen und Zubehör, um eine nahtlose Integration in bestehende Systeme zu gewährleisten.
- **Präzise Steuerung:** Ermöglicht eine exakte Kontrolle der Endoskopbewegungen, was zu einer verbesserten Diagnostik und Therapie beiträgt.
- **Benutzerfreundliches Design:** Ergonomisch gestaltet, um die Bedienung auch während langer Untersuchungen komfortabel zu gestalten.
- **Robustheit und Langlebigkeit:** Gefertigt aus hochwertigen Materialien, die den Anforderungen des klinischen Alltags standhalten.
- **Einfache Integration:** Schnellanschlussmöglichkeiten ermöglichen eine unkomplizierte Einbindung in verschiedene Endoskopie-Arbeitsplätze.

Der Olympus UCES-3 unterstützt Mediziner dabei, die Präzision und Effizienz bei endoskopischen Untersuchungen zu erhöhen. Durch seine zuverlässige Steuerung trägt das Gerät maßgeblich zur Sicherheit und zum Erfolg diagnostischer und therapeutischer Verfahren bei.

### Technische Highlights:



- Elektrische Steuerungseinheit für Endoskopie-Instrumente
- Kompatibel mit Olympus Endoskopen der neuesten Generation
- Robustes Gehäuse für den Einsatz im klinischen Umfeld
- Ergonomische Bedienoberfläche für intuitive Handhabung

Insgesamt ist das Olympus UCES-3 eine unverzichtbare Komponente für Fachärzte und Kliniken, die höchste Ansprüche an Qualität, Präzision und Bedienkomfort in der Endoskopie stellen.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

