



OLYMPUS VISERA CLV-S40 XENON KALTLICHTQUELLE

SKU: CU072025

zzgl. [Versandkosten](#)

Die Olympus Visera CLV-S40 Xenon Kaltlichtquelle bietet eine hochintensive und stabile Beleuchtung für endoskopische Anwendungen, gewährleistet durch die langlebige Xenon-Lampe eine klare und kontrastreiche Sicht. Sie ist optimal auf die Olympus Visera Systeme abgestimmt und unterstützt präzise Diagnosen sowie sichere Eingriffe.



Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

