



## OLYMPUS WM-NP1 GERÄTEWAGEN - ENDOSKOPIE WAGEN MIT MONITOR HALTER

SKU: GN092025

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Olympus WM-NP1 Gerätewagen** ist speziell für den Einsatz in der Endoskopie konzipiert und bietet eine optimale Lösung zur sicheren und effizienten Unterbringung von Endoskopiegeräten sowie zugehörigem Zubehör. Dieses hochwertige System unterstützt medizinisches Personal bei der Organisation und Handhabung der Endoskopiausrüstung und trägt somit zu einem reibungslosen Untersuchungsablauf bei.

#### **Robustes und funktionales Design**

Der Gerätewagen besteht aus langlebigen, leicht zu reinigenden Materialien, die den strengen Anforderungen im medizinischen Umfeld gerecht werden. Die stabile Konstruktion gewährleistet eine hohe Belastbarkeit und Mobilität, sodass der Wagen flexibel innerhalb von Untersuchungsräumen oder zwischen verschiedenen Abteilungen bewegt werden kann.

#### **Integrierte Monitorhalterung**

Ein besonderes Merkmal des WM-NP1 ist die integrierte Halterung für medizinische Monitore. Diese ermöglicht die sichere Befestigung von Endoskopie-Monitoren in ergonomisch optimaler Position und gewährleistet eine gute Sichtbarkeit während der Untersuchung. Die Halterung ist höhenverstellbar und kann individuell an die Bedürfnisse des Anwenders angepasst werden.

#### **Praktische Ausstattung und Organisation**

- Mehrere Ablageflächen und Schubladen zur übersichtlichen Lagerung von Endoskopen, Instrumenten und Verbrauchsmaterialien
- Kabelmanagement-System zur Vermeidung von Kabelsalat und zur Erhöhung der Sicherheit am Arbeitsplatz
- Leichtläufige, feststellbare Rollen für stabile Positionierung und einfache Mobilität



- Kompatibilität mit verschiedenen Endoskopiegeräten und Zubehörteilen von Olympus

### **Hygienische und sichere Nutzung**

Der Olympus WM-NP1 ist mit glatten Oberflächen ausgestattet, die eine schnelle und gründliche Reinigung ermöglichen. Dies unterstützt die Einhaltung strenger Hygienestandards im medizinischen Bereich und minimiert das Risiko von Kreuzkontaminationen.

### **Fazit**

Der **Olympus WM-NP1 Gerätewagen** ist eine durchdachte und zuverlässige Lösung für die Endoskopie. Mit seiner robusten Bauweise, der integrierten Monitorhalterung und den praktischen Organisationsmöglichkeiten optimiert er Arbeitsabläufe, erhöht die Effizienz und unterstützt die Sicherheit im klinischen Alltag. Ideal für Krankenhäuser, Kliniken und ambulante Einrichtungen, die Wert auf Qualität und Funktionalität legen.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

