



OP ARMAUFLAGE ARMHALTERVERSTELLBAR OHNE BEFESTIGUNGSKLOBEN

SKU: GX052025

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **OP Armauflage Armhalter verstellbar ohne Befestigungskloben** ist ein vielseitiges und ergonomisch konzipiertes Hilfsmittel, das speziell für den Einsatz im Operationssaal entwickelt wurde. Sie dient der sicheren und komfortablen Positionierung des Arms während chirurgischer Eingriffe, um eine optimale Zugänglichkeit und Stabilität zu gewährleisten.

Produktmerkmale:

- **Verstellbarkeit:** Die Armauflage ist flexibel in der Höhe und Winkelposition einstellbar, wodurch sie individuell an die Anatomie des Patienten und die Anforderungen des Eingriffs angepasst werden kann.
- **Ohne Befestigungskloben:** Das Produkt verzichtet bewusst auf Befestigungskloben, was die Handhabung vereinfacht und eine schnelle Anpassung des Arms während der Operation ermöglicht. Gleichzeitig sorgt die Konstruktion für eine sichere Fixierung des Arms.
- **Materialqualität:** Hergestellt aus hochwertigen, leicht zu reinigenden und sterilisierbaren Materialien, erfüllt die Armauflage die strengen Anforderungen im medizinischen Bereich und unterstützt die Aufrechterhaltung eines aseptischen Arbeitsumfelds.
- **Ergonomisches Design:** Die Form der Armauflage ist anatomisch ausgelegt, um Druckstellen zu minimieren



und den Patientenkomfort auch bei längeren Operationen zu erhöhen.

- **Kompatibilität:** Die Armauflage ist mit den gängigen OP-Tischen kompatibel und lässt sich problemlos integrieren.

Anwendungsbereiche:

Diese verstellbare OP Armauflage eignet sich insbesondere für chirurgische Eingriffe an Arm, Schulter, Ellenbogen und Hand. Sie unterstützt Chirurgen, Anästhesisten und OP-Personal durch eine stabile und komfortable Armpositionierung und trägt somit zu einem reibungslosen Operationsablauf bei.

Vorteile auf einen Blick:

- Sichere und stabile Armpositionierung ohne zusätzliche Befestigungselemente
- Individuell anpassbar dank verstellbarer Mechanismen
- Ergonomisches Design für maximalen Patientenkomfort
- Leicht zu reinigen und sterilisieren – ideal für den Einsatz im OP
- Verbesserte Zugänglichkeit für chirurgische Eingriffe

Die **OP Armauflage Armhalter verstellbar ohne Befestigungskloben** stellt somit eine unverzichtbare Unterstützung im chirurgischen Alltag dar, die sowohl Sicherheit als auch Komfort für Patienten und medizinisches Personal gleichermaßen bietet.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

