




## [PAAR HOHMANNHAKEN HOHMANN-HACKEN](#)

**SKU:** BQ102025-K

zzgl. [Versandkosten](#)

**Paar Hohmannhaken** sind präzise chirurgische Instrumente zur schonenden Retraktion von Gewebe bei orthopädischen und allgemeinen Eingriffen. Die robusten, ergonomisch geformten Haken ermöglichen eine sichere Freilegung und optimale Sicht auf das Operationsfeld.



---

**Categories:** [Op Instrumente](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Paar Hohmannhaken** stellt ein unverzichtbares chirurgisches Instrumentarium dar, das speziell für die Retraktion von Weichteilen und Knochen in verschiedenen operativen Eingriffen entwickelt wurde. Diese Hohmann-Hacken zeichnen sich durch ihre robuste Bauweise und präzise Formgebung aus, die eine effektive und schonende Abtrennung von Gewebe ermöglichen.

### **Material und Verarbeitung:**

Gefertigt aus hochwertigem, medizinischem Edelstahl gewährleisten die Hohmannhaken eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit sowie eine lange Lebensdauer. Die Oberfläche ist poliert und glatt, um eine einfache Reinigung und Sterilisation zu ermöglichen, was den hohen hygienischen Anforderungen in der Chirurgie entspricht.

### **Design und Funktion:**

Jeder Hohmannhaken verfügt über eine flache, gebogene Spitze, die sich optimal zum Abheben und Zurückhalten von Knochen oder Weichteilen eignet. Die ergonomisch gestalteten Griffe sorgen für eine sichere Handhabung und präzise Kontrolle während der Operation. Durch das Paarangebot können Chirurgen flexibel auf unterschiedliche anatomische Gegebenheiten reagieren und beide Seiten eines Operationsfeldes gleichzeitig exponieren.



### **Anwendungsgebiete:**

- Orthopädische Chirurgie, insbesondere bei Knochenpräparationen
- Traumatologie zur optimalen Darstellung von Frakturstellen
- Allgemeinchirurgische Eingriffe, bei denen eine schonende Weichteil-Retraktion erforderlich ist
- Neurochirurgische Operationen zur feinen Gewebedisplacement

### **Vorteile auf einen Blick:**

- Hohe Stabilität und Langlebigkeit durch hochwertigen Edelstahl
- Ergonomisches Design für ermüdungsarmes Arbeiten
- Optimale Gewebe- und Knochenretraktion ohne Beschädigung
- Einfache Reinigung und Sterilisation
- Flexibler Einsatz durch Lieferung im praktischen Paar

Mit dem Paar Hohmannhaken erhalten Sie ein professionelles Instrument, das in keinem chirurgischen Instrumentarium fehlen sollte. Es unterstützt die präzise und sichere Durchführung verschiedenster chirurgischer Eingriffe und trägt somit maßgeblich zur optimalen Patientenversorgung bei.

### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

