



## [PAJUNK MULTISTIM VARIO](#)

SKU: ER072025-K+EN072025-K

zzgl. [Versandkosten](#)

**PAJUNK MultiStim Vario** ist ein vielseitiges, präzises Nervenstimulationsgerät, das zur sicheren und effektiven Lokalanästhesie und Schmerztherapie eingesetzt wird. Es bietet eine individuell einstellbare Stimulationsfrequenz und -intensität, um optimale Ergebnisse bei minimaler Patientenbelastung zu gewährleisten.



---

Categories: [Neurologie](#)

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

