



## PANASONIC AG-5700 S-VHS VIDEORECORDER

SKU: AH072016-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

**Panasonic AG-5700 S-VHS Videorecorder** bietet hochwertige Videoaufnahmen mit verbesserter Bildqualität dank S-VHS-Technologie und ist ideal für professionelle Anwendungen im Bereich Videoarchivierung und -produktion. Das robuste Design gewährleistet zuverlässigen Betrieb und einfache Handhabung in medizinischen Einrichtungen.



---

Categories: [Video-Drucker und -Recorder](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Panasonic AG-5700 S-VHS Videorecorder** ist ein hochwertiges Aufnahme- und Wiedergabegerät, das speziell für professionelle Anwendungen im medizinischen Bereich entwickelt wurde. Dank seiner robusten Bauweise und der präzisen Technik erfüllt er höchste Anforderungen an Zuverlässigkeit und Bildqualität.

### Technische Merkmale:

- **S-VHS-Technologie:** Bietet eine verbesserte Auflösung und Farbtiefe im Vergleich zu herkömmlichen VHS-Systemen, was besonders wichtig für die detaillierte Dokumentation medizinischer Verfahren ist.
- **Vielseitige Anschlussmöglichkeiten:** Inklusive S-Video-, Composite- und Audio-Eingängen, die eine einfache Integration in bestehende medizinische Bildgebungssysteme ermöglichen.
- **Mehrfach-Timerfunktionen:** Erlauben zeitgesteuerte Aufnahmen, ideal für die automatische Dokumentation von Untersuchungen oder Eingriffen.
- **Robustes Design:** Für den zuverlässigen Einsatz im medizinischen Umfeld mit hoher Beanspruchung



konzipiert.

- **Benutzerfreundliche Bedienung:** Übersichtliche Frontbedienelemente und ein gut ablesbares Display erleichtern die Handhabung im klinischen Alltag.

#### **Medizinische Einsatzgebiete:**

- Dokumentation von diagnostischen Untersuchungen und Behandlungen
- Aufzeichnung von endoskopischen oder chirurgischen Eingriffen
- Archivierung von Lehrvideos und Schulungsmaterialien
- Integration in medizinische Bildgebungssysteme zur Videoanalyse

Der Panasonic AG-5700 S-VHS Videorecorder überzeugt durch seine **hohe Bildqualität** und **zuverlässige Performance**, was ihn zu einem wertvollen Werkzeug für medizinisches Fachpersonal macht. Die Kombination aus moderner S-VHS-Technologie und praktischen Funktionen unterstützt eine präzise und aussagekräftige Videodokumentation, die in der medizinischen Praxis unerlässlich ist.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**

**Weight**

8 kg



## GALLERIE

