



PANASONIC MT-M2080 MONITOR FÜR DIE ENDOSKOPIE

SKU: AR012014 //

zzgl. [Versandkosten](#)

gepflegt
Vollfunktionsfähig

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
0049 40 18 20 79 03
0049 176 205 800 86
Fax.0049 40 65 86 33 64



Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

gepflegt
Vollfunktionsfähig

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
0049 40 18 20 79 03
0049 176 205 800 86
Fax.0049 40 65 86 33 64

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

