



[PEHAMED DENSONORM 21 I DENSITOMETER](#)

SKU: BK022025

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Röntgen und zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Pehamed Densonorm 21i Densitometer ist ein zuverlässiges und genaues Gerät für die Messung der Dichte von Röntgenbildern, das in der Radiologie, Bildverarbeitung und Qualitätskontrolle eine wichtige Rolle spielt. Es ist benutzerfreundlich und ermöglicht eine schnelle und präzise Messung der Dichte, um die Bildqualität in radiologischen Anwendungen sicherzustellen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

