



## [PENTAX EB-1570K BRONCHOSKOP](#)

SKU: JJ032025

zzgl. [Versandkosten](#)

Das **Pentax EB-1570K Bronchoskop** bietet hochauflösende Bildgebung und flexible Manövrierbarkeit für präzise bronchologische Untersuchungen. Es ist speziell entwickelt, um eine sichere und effektive Diagnostik sowie Therapie in den Atemwegen zu gewährleisten.



---

Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Pentax EB-1570K Bronchoskop** ist ein hochmodernes, flexibles Endoskop, das speziell für die Diagnostik und Therapie im Bereich der Bronchoskopie entwickelt wurde. Es bietet eine hervorragende Bildqualität und optimale Handhabung, um Ärzten eine präzise Untersuchung der Atemwege zu ermöglichen.

### Produktmerkmale:

- **Flexibles Design:** Das EB-1570K verfügt über einen flexiblen Schaft mit einem Durchmesser von ca. 5,8 mm, der auch enge und schwierige anatomische Bereiche zugänglich macht.
- **Verbesserte Bildqualität:** Dank modernster Optik und Lichtquelle werden klare, hochauflösende Bilder geliefert, die eine genaue Diagnostik unterstützen.
- **Großer Arbeitskanal:** Ein Arbeitskanal mit ca. 2,0 mm Durchmesser ermöglicht das Einführen von Instrumenten zur Gewebeatnahme, Absaugung und anderen therapeutischen Interventionen.
- **Ergonomisches Handstück:** Das Handstück ist für eine komfortable und sichere Handhabung gestaltet, um lange Untersuchungen ohne Ermüdung zu gewährleisten.
- **Kompatibilität:** Das Bronchoskop ist kompatibel mit gängigen Videoprocessoren und Zubehör von Pentax, was die Integration in bestehende Endoskopiesysteme erleichtert.



- **Hygienisches Design:** Das EB-1570K ist leicht zu reinigen und zu desinfizieren, um höchste Sicherheits- und Hygienestandards im klinischen Alltag zu erfüllen.

### **Anwendungsgebiete:**

Das Pentax EB-1570K ist ideal für die Untersuchung der oberen und unteren Atemwege, einschließlich:

- Diagnostik von Lungenerkrankungen wie Tumoren, Infektionen und Entzündungen
- Biopsie und Probenentnahme
- Therapeutische Eingriffe wie Fremdkörperentfernung und Bronchiallavage
- Überwachung postoperativer oder chronischer Erkrankungen

### **Fazit:**

Das Pentax EB-1570K Bronchoskop vereint modernste Technologie mit anwenderfreundlichem Design und bietet somit Ärzten ein zuverlässiges Werkzeug für präzise und effektive bronchologische Untersuchungen. Seine herausragende Bildqualität, die Flexibilität und die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten machen es zu einer wertvollen Ergänzung in jedem pulmonologischen Endoskopie-Setup.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

