



[PENTAX EC-3890FI2 - EC3890FI2 - EC 3890 FI 2 VIDEOENDOSKOP KOLOSKOP](#)

SKU: IE122025

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Pentax EC-3890Fi2** ist ein hochauflösendes (HD) Video-Koloskop aus der **i10-Serie**, das speziell für anspruchsvolle Untersuchungen des Dickdarms entwickelt wurde.

Wichtigste Merkmale

- **HD+ Bildqualität:** In Kombination mit Prozessoren der **EPK-i-Serie** (z. B. EPK-i5000 oder EPK-i7000) liefert es extrem scharfe Bilder für die Früherkennung von Polypen.
- **i-scan Technologie:** Unterstützt die digitale Bildverstärkung von Pentax, die Gewebestrukturen und Gefäßmuster deutlicher hervorhebt (virtuelle Chromoendoskopie).
- **Großer Arbeitskanal:** Mit einem Durchmesser von **4,2 mm** bietet es eine starke Absaugleistung und ermöglicht den Einsatz großer therapeutischer Instrumente.
- **Verbesserte Manövrierbarkeit:** Das "Fi2"-Modell verfügt über eine optimierte Steifigkeit (**TrueTorque**), was das Verschieben im Sigma erleichtert und den Patientenkomfort erhöht.

Technische Daten

- **Einführschlauch:** 13,2 mm Durchmesser.
- **Arbeitslänge:** Standardmäßig ca. 1.500 mm oder 1.700 mm (L-Version).
- **Blickfeld:** 140° Weitwinkel.
- **Abwinkelung:** 180° hoch/runter, 160° links/rechts.



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

