



[PENTAX EG-2930K GASTROSKOP](#)

SKU: AK092013

1.999,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

Länge: 1050 mm

Durchmesser: 9,8 mm

Arbeitskanal: 2,8 mm

Kompatible Prozessoren: EPK-700, EPK-1000k, EPK-i5000,
EPK-i7000

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
Mobile 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Flexible Endoskope & Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Länge: 1050 mm

Durchmesser: 9,8 mm

Arbeitskanal: 2,8 mm

Kompatible Prozessoren: EPK-700, EPK-1000k, EPK-i5000, EPK-i7000



Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Weight 18 kg



GALLERIE

