



PENTAX EG-3870TK EG 3870 TK **GASTROSKOP**

SKU: Q032020

4.999,00 € 4.700,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

Zustand: Einsatzfähig – Sehr guter Zustand

Lagerort: Hamburg

Kompatibilität : EPK-700, EPK-100p, EPK-1000,
EPK-i, EPK-i5000, EPK-i7000, EPK-i701



Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Pentax EG-3870TK Video Gastroscope

- Insertion Tube : 12.1mm
- Biopsy Channel : 2.8mm
- Second Biopsy Channel : 3.8mm
- Working Length : 105cm

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



Versand

Versand : Weltweit

Lieferung bis zur Bordsteinkante für palettem

Versand mit der DHL Weltweit Lieferung: Verpackung und Versand innerhalb von 4 Tagen nach Zahlungseingang. Sie können Ihr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen. Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie abweichende Versandmodalitäten wie z.B. Expressversand wünschen. Unser Angebot beinhaltet keine Erledigung von Zoll- und Einfuhrmodalitäten.

Sie sind zu einer Besichtigung gerne willkommen

Zustand :

Geprüft- Vollfunktionsfähig – sehr guter Zustand – Einsatzfähig



GALLERIE

