



PENTAX EPK-700 // EPK 700 FÜR DIE VIDEOENDOSKOPIE VIDEO PROZESSOR MIT TASTATUR

SKU: EL0921020-V

1.999,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

- Lichtquelle / Farbtemperatur 100 W Xenon / $\leq 6500K$
- Helligkeitsregelung / System
Automatisch/Manuell (11 Schritte); Mittel-/Spitzenwert
- Farbkorrektur Rot / Blau ± 5 Stufen
- Konturenhebung 4 Stufen
- Datenmanagement 30 Patienten/50 Anwender
- Ausgänge 1x RGB; 2x Y/C (S-VHS); 1x Composite (FBAS)
- Abmessungen (B x H x T)/Gewicht 380 x 155 x 420 mm/14 kg

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Flexible Endoskope & Zubehör](#)



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Lichtquelle / Farbtemperatur 100 W Xenon / $\leq 6500\text{K}$
- Helligkeitsregelung / System Automatisch/Manuell (11 Schritte); Mittel-/Spitzenwert
- Farbkorrektur Rot / Blau ± 5 Stufen
- Konturenanhebung 4 Stufen
- Datenmanagement 30 Patienten/50 Anwender
- Ausgänge 1x RGB; 2x Y/C (S-VHS); 1x Composite (FBAS)
- Abmessungen (B x H x T)/Gewicht 380 x 155 x 420 mm/14 kg

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile

0049 176 205 800 86

Tel / Homezone

0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro

0049 40 3 61 61 - 256

Fax.

0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

