



## PENTAX EPK-700 FÜR DIE VIDEOENDOSKOPIE VIDEO PROZESSOR MIT TASTATUR

**SKU: AP042015**

**2.140,81 €**

zzgl. [Versandkosten](#)

- Lichtquelle / Farbtemperatur 100 W Xenon /  $\leq 6500K$
- Helligkeitsregelung / System  
Automatisch/Manuell (11 Schritte); Mittel-  
/Spitzenwert
- Farbkorrektur Rot / Blau  $\pm 5$  Stufen
- Konturenhebung 4 Stufen
- Datenmanagement 30 Patienten/50 Anwender
- Ausgänge 1x RGB; 2x Y/C (S-VHS); 1x Composite  
(FBAS)
- Abmessungen (B x H x T)/Gewicht 380 x 155 x  
420 mm/14 kg

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



---

**Categories:** [Flexible Endoskope & Zubehör](#)



- Lichtquelle / Farbtemperatur 100 W Xenon /  $\leq 6500\text{K}$
- Helligkeitsregelung / System Automatisch/Manuell (11 Schritte); Mittel-/Spitzenwert
- Farbkorrektur Rot / Blau  $\pm 5$  Stufen
- Konturenanhebung 4 Stufen
- Datenmanagement 30 Patienten/50 Anwender
- Ausgänge 1x RGB; 2x Y/C (S-VHS); 1x Composite (FBAS)
- Abmessungen (B x H x T)/Gewicht 380 x 155 x 420 mm/14 kg

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

