



[PENTAX LH-150 P II KALTLICHTQUELLE MIT PUMPE](#)

SKU: H102025

zzgl. [Versandkosten](#)

Die **Pentax LH-150 P II Kaltlichtquelle mit integrierter Pumpe** bietet eine leistungsstarke, flimmerfreie Beleuchtung für endoskopische Anwendungen und gewährleistet durch ihre effiziente Kühlung eine konstante Lichtqualität. Das kompakte Design ermöglicht eine einfache Integration in medizinische Arbeitsplätze und unterstützt präzise Diagnostik sowie sichere Eingriffe.



Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **Pentax LH-150 P II Kaltlichtquelle mit Pumpe** ist eine hochmoderne Lichtquelle, die speziell für den Einsatz in der Endoskopie entwickelt wurde. Sie gewährleistet eine brillante, gleichmäßige Ausleuchtung und unterstützt so eine präzise Diagnostik und Therapie.

Merkmale und Vorteile:

- **Leistungsstarke Lichtquelle:** Die LH-150 P II bietet eine helle und stabile Lichtintensität, die eine optimale Sicht im Untersuchungsbereich ermöglicht.
- **Kaltlichttechnologie:** Die innovative Kaltlichtquelle minimiert die Wärmeentwicklung, wodurch das Risiko einer Gewebeschädigung durch Hitze reduziert wird.
- **Integrierte Pumpe:** Die eingebaute Pumpe sorgt für eine effiziente Absaugung und Spülung während endoskopischer Verfahren, was den Arbeitsablauf erleichtert und die Sicherheit erhöht.



- **Benutzerfreundliche Bedienung:** Intuitive Steuerungselemente ermöglichen eine einfache Anpassung der Lichtintensität und Pumpenleistung.
- **Robustes Design:** Das kompakte und stabile Gehäuse ist für den Dauereinsatz im klinischen Umfeld ausgelegt und gewährleistet eine hohe Zuverlässigkeit.
- **Kompatibilität:** Die Lichtquelle ist kompatibel mit einer Vielzahl von Pentax-Endoskopen und kann problemlos in bestehende Systeme integriert werden.

Anwendungsbereiche:

Die Pentax LH-150 P II Kaltlichtquelle mit Pumpe eignet sich ideal für den Einsatz in der Gastroenterologie, Bronchoskopie, Urologie sowie weiteren endoskopischen Untersuchungen und Eingriffen. Sie unterstützt Ärzte dabei, präzise Diagnosen zu stellen und effektive Therapien durchzuführen.

Technische Daten:

- Lichtquelle: Halogenlampe mit Kaltlichttechnologie
- Leistungsaufnahme: ca. 150 Watt
- Pumpenleistung: individuell einstellbar
- Spannungsversorgung: 230 V, 50/60 Hz
- Abmessungen: kompakt und mobil
- Gewicht: leicht und transportabel

Mit der **Pentax LH-150 P II** Kaltlichtquelle mit integrierter Pumpe investieren Sie in eine zuverlässige und effiziente Lösung, die höchste Anforderungen an Lichtqualität und Funktionalität in der Endoskopie erfüllt.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

