



**PERIMETER ZEISS HUMPHREY FIELD ANALYZER, MODELL 740I – FIELD ANALYSER PERIMETER**

**SKU:** AS062025

zzgl. [Versandkosten](#)

**Perimeter Zeiss Humphrey Field Analyzer, Modell 740i** ist ein hochpräzises Diagnostikgerät zur computergestützten Messung des Gesichtsfelds, das insbesondere in der Glaukomdiagnostik und neuro-ophthalmologischen Untersuchung eingesetzt wird. Durch seine zuverlässige und schnelle Analyse unterstützt es Augenärzte bei der frühzeitigen Erkennung und Verlaufskontrolle von Sehstörungen.



---

**Categories:** [Ophthalmologie](#)

**ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

