



PHILIPS 21330A - S4 KARDIOSONDE - SONDE - ECHOSSONDE

SKU: AY042024

~~999,00 €~~ **650,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)

Zustand: Einsatzfähig – Sehr guter Zustand

Lagerort: Hamburg



Categories: [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Phased Array
- Kardiologie
- Frequenzband: 2.0 bis 4.0 MHz.
- Kompatibilität: HP ImagePoint; Philips EnVisor; HP Sonos 4500; HP Sonos 5500; HP Sonos 7500

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Versand

Lieferung bis zur Bordsteinkante für palettem
Versand mit der DHL Weltweit Lieferung: Verpackung und Versand
innerhalb von 4 Tagen nach Zahlungseingang. Sie können Ihr Gerät
natürlich auch gerne selbst bei uns abholen



Zustand

Geprüft – Vollfunktionsfähig – sehr guter Zustand Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist.
D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen.

Gereinigt und desinfiziert.hr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen

Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist.

Lieferumfang

D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen.

Gereinigt und desinfiziert.



GALLERIE

