



## **PHILIPS ATL HDI 3500 SONOGRAPHIE INKL 03 SONDEN**

**SKU:** AC042014

zzgl. [Versandkosten](#)

Das Gerät ist wird mit folgenden Sonden geliefert

1 x C5-2 Curved Array

1 x L12-5 38mm Lear Probe

1 x C8-4V Vaginal // Endovaginal

Differenzbesteuerte Ware nach §25a UStG. - **Mwst. wird  
nicht gesondert ausgewiesen**

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



---

**Categories:** [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)  
[/Zubehör](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Das Gerät ist wird mit folgenden Sonden geliefert



- 1 x C5-2 Curved Array
- 1 x L12-5 38mm Lear Probe
- 1 x C8-4V Vaginal // Endovaginal

Differenzbesteuerter Ware nach §25a UStG. - **Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen**

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile.                0049 176 205 800 86  
Tel / Homezone      0049 40 18 20 79 03  
Tel / Büro            0049 40 3 61 61 - 256  
Fax.                    0049 40 3 61 61 - 257

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

