



## PHILIPS CX50 DIAGNOSTIC ULTRASOUND KARDIOMASCHINE OHNE SONDEN

SKU: IL012025

~~5.899,00 €~~ **5.850,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)

Das Philips CX50 Diagnostic Ultrasound ist ein hochmodernes kardiologisches Ultraschallsystem, das präzise Bildgebung für die Herzdiagnostik bietet. Dieses Gerät wird ohne Sonden geliefert und überzeugt durch seine kompakte Bauweise sowie benutzerfreundliche Bedienoberfläche für effiziente Untersuchungen.



---

Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)  
[/Zubehör](#)

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Philips CX50 Diagnostic Ultrasound System** stellt eine hochmoderne Lösung im Bereich der kardialen Bildgebung dar und ist speziell für anspruchsvolle kardiologische Untersuchungen konzipiert. Dieses Gerät bietet eine herausragende Bildqualität kombiniert mit einer intuitiven Benutzeroberfläche, um präzise Diagnosen zu ermöglichen und den Workflow in klinischen Umgebungen zu optimieren.

**Produktumfang:** Das Angebot umfasst das Ultraschallsystem Philips CX50 ohne Ultraschallsonden. Dies ermöglicht eine individuelle Auswahl und Kombination mit verschiedenen Sondenmodellen, abgestimmt auf die spezifischen Anforderungen der kardiologischen Diagnostik.

#### Hauptmerkmale und Vorteile:

- **Hochauflösende Bildgebung:** Durch innovative Philips-Technologien wie PureWave-Schallwandler und fortschrittliche Signalverarbeitung liefert das CX50 gestochen scharfe, detaillierte Bilder, die eine präzise



Beurteilung der Herzstrukturen und -funktionen ermöglichen.

- **Fortschrittliche kardiologische Anwendungen:** Das System unterstützt umfassende kardiovaskuläre Untersuchungen, einschließlich 2D-, Doppler-, Farb-Doppler- und TEE-Anwendungen (Transösophageale Echokardiographie), je nach angeschlossener Sonde.
- **Ergonomisches und mobiles Design:** Das kompakte, leicht zu transportierende Gerät eignet sich ideal für den Einsatz in verschiedenen klinischen Bereichen, von der Intensivstation bis zur ambulanten Praxis.
- **Anpassbare Benutzeroberfläche:** Intuitive Bedienung mit programmierbaren Tasten und einem großen, hochauflösenden Display sorgt für einen effizienten Arbeitsablauf und reduziert Untersuchungszeiten.
- **Netzwerk- und Datenmanagement:** Integrierte Möglichkeiten zur Datenübertragung und -speicherung erleichtern die Dokumentation sowie den Austausch von Patientendaten und Untersuchungsbefunden.

### **Technische Spezifikationen (Auszug):**

- Bildgebungsmodi: 2D, M-Mode, Pulsed-Wave Doppler, Continuous-Wave Doppler, Farb-Doppler
- Display: 15-Zoll LCD-Monitor mit hoher Auflösung
- PureWave-Technologie für verbesserte Penetration und Bildqualität
- Erweiterbar durch verschiedene Philips Ultraschallsonden (nicht im Lieferumfang enthalten)

Das Philips CX50 Ultraschallsystem ohne Sonden ist die ideale Wahl für medizinische Einrichtungen, die maßgeschneiderte Lösungen suchen und Wert auf höchste diagnostische Präzision sowie Flexibilität legen. Durch die Möglichkeit, spezifische Sonden separat auszuwählen, kann das System optimal an die individuellen Anforderungen der kardiologischen Diagnostik angepasst werden.

**Hinweis:** Ultraschallsonden sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden, um die volle Funktionalität des Geräts zu gewährleisten.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

