



## **PHILIPS GLEICHMANN LG 1480 - LG1480 BATTERY CHARGER**

**SKU:** DF082025-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

**PHILIPS Gleichmann LG 1480** ist ein zuverlässiges und effizientes Ladegerät, das speziell für die schnelle und sichere Aufladung von wiederaufladbaren Batterien entwickelt wurde. Es gewährleistet eine optimale Ladeleistung bei minimaler Wärmeentwicklung und schützt Ihre Akkus vor Überladung.



---

**Categories:** [Fundgrube](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Der **PHILIPS Gleichmann LG 1480 - LG1480 Battery Charger** ist ein hochwertiges Ladegerät, das speziell für die zuverlässige und sichere Aufladung von wiederaufladbaren Batterien entwickelt wurde. Dieses Ladegerät überzeugt durch seine robuste Bauweise und die Kompatibilität mit verschiedenen Batterietypen, was es zu einem unverzichtbaren Zubehör im medizinischen Bereich macht.

### **Eigenschaften und Vorteile:**

- **Effiziente Ladefunktion:** Der LG 1480 bietet eine schnelle und schonende Aufladung, die die Lebensdauer der Batterien verlängert und eine optimale Leistung gewährleistet.
- **Kompatibilität:** Das Ladegerät ist mit diversen NiMH- und NiCd-Akkus kompatibel, die häufig in medizinischen Geräten verwendet werden.
- **Sicherheitsmechanismen:** Integrierte Schutzfunktionen wie Überladungsschutz, Kurzschlusschutz und Temperaturüberwachung sorgen für einen sicheren Betrieb und schützen sowohl das Ladegerät als auch die Batterien.



- **Einfache Handhabung:** Die intuitive Bedienung ermöglicht ein schnelles Anschließen und Laden der Batterien. LED-Anzeigen informieren über den Ladezustand und den Betriebsstatus.
- **Robuste Konstruktion:** Das Gerät ist für den professionellen Einsatz konzipiert, mit einem stabilen Gehäuse, das auch in anspruchsvollen Umgebungen zuverlässig funktioniert.

### **Anwendungsbereiche:**

Der PHILIPS Gleichmann LG 1480 ist ideal geeignet für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen, Laboren und anderen professionellen Bereichen, in denen wiederaufladbare Batterien eingesetzt werden. Durch seine hohe Zuverlässigkeit unterstützt er die kontinuierliche Verfügbarkeit von wichtigen medizinischen Geräten.

### **Technische Daten (Auszug):**

- Modell: LG 1480
- Unterstützte Batterietypen: NiMH, NiCd
- Ladespannung: entsprechend den Akkuspezifikationen
- Schutzfunktionen: Überladung, Kurzschluss, Temperaturüberwachung
- Anzeige: LED-Ladezustandsanzeige
- Netzanschluss: Standard 230 V / 50 Hz

Mit dem PHILIPS Gleichmann LG 1480 - LG1480 Battery Charger erhalten Sie ein zuverlässiges und sicheres Ladegerät, das die Anforderungen im medizinischen Bereich erfüllt und für eine lange Lebensdauer Ihrer Akkus sorgt.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

