



PHILIPS HD11 3D / 4DMIT 04 SONDEN UND PRINTER

SKU: V

zzgl. [Versandkosten](#)

GELIEFERT WIRD DAS GERÄT MIT

Philips / ATL 3D8-4 Babyface 3D 4D Convex 4 - 8
MHz

Philips C5-2 Konvex Sonde

Philips C8-4v Endpvaginal Vaginal Probe

Philips L12-5 Linear Sonde

1 x Printer Sony UP-897

1 X EKG Modul ((Leider fehlt das Ableitungskabel
)

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

GELIEFERT WIRD DAS GERÄT MIT

Philips / ATL 3D8-4 Babyface 3D 4D Convex 4 - 8 MHz



Philips C5-2 Konvex Sonde
Philips C8-4v Endpvaginal Vaginal Probe
Philips L12-5 Linear Sonde
1 x Printer Sony UP-897
1 X EKG Modul ((Leider fehlt das Ableitungskabel))

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile	0049 176 205 800 86
Tel / Homezone	0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro	0049 40 3 61 61 - 256
Fax.	0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Weight 100 kg



GALLERIE

