



PHILIPS HD11XE – HD 11 XE
FARBDOPPLER+C5-2 KONVEX+L12-5
LINEAR+ S4-2 ARRAY SONDE

SKU: GB072025

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Philips HD11XE** ist ein hochmodernes Ultraschallsystem, das speziell für den klinischen Einsatz entwickelt wurde und durch seine Vielseitigkeit und hervorragende Bildqualität überzeugt. Dieses System ist mit der **Farbdoppler-Technologie** ausgestattet, die eine präzise Darstellung von Blutfluss und Gewebewebungen ermöglicht, was für eine umfangreiche Diagnostik unerlässlich ist.

Zum Lieferumfang gehören drei unterschiedliche Sonden, die eine breite Palette an Untersuchungsmöglichkeiten abdecken:

- **C5-2 Konvexsonde:** Ideal für abdominale und gynäkologische Untersuchungen. Die konvexe Bauform ermöglicht eine tiefere Gewebedarstellung bei gleichzeitig hoher Auflösung.
- **L12-5 Lineare Sonde:** Speziell konzipiert für oberflächennahe Untersuchungen, wie z.B. Gefäßdiagnostik, Muskuloskelettal- und Small-Parts-Anwendungen. Sie bietet eine exzellente Detailauflösung.
- **S4-2 Array-Sonde:** Diese Sektorsonde eignet sich hervorragend für kardiologische Anwendungen und erlaubt die Darstellung des Herzens sowie angrenzender Strukturen mit hoher Bildqualität.

Die Kombination dieser drei Sonden macht das Philips HD11XE zu einem äußerst flexiblen und leistungsfähigen System, das in verschiedensten medizinischen Fachbereichen eingesetzt werden kann. Dank der intuitiven Benutzeroberfläche und der fortschrittlichen Bildverarbeitungstechnologien unterstützt es den Anwender bei der schnellen und präzisen Diagnosestellung.

Wichtigste Merkmale im Überblick:



- Hochauflösende Farbdoppler-Bildgebung für verbesserte Diagnostik
- Breites Einsatzspektrum durch drei unterschiedliche Sonden (C5-2, L12-5, S4-2)
- Ergonomisches und benutzerfreundliches Design
- Fortschrittliche Bildverarbeitungstechnologien zur Optimierung der Bildqualität
- Ideal für abdominale, kardiologische, gynäkologische, vaskuläre und muskuloskelettale Untersuchungen

Zusammenfassend bietet das **Philips HD11XE** mit den enthaltenen Sonden eine umfassende Lösung für hochwertige Ultraschalluntersuchungen, die sowohl in der Routine als auch in spezialisierten klinischen Anwendungen überzeugt.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

