



PHILIPS HEARTSTART MRx - DEFI - DEFIBRILATOR

SKU: FM072025

zzgl. [Versandkosten](#)

Philips HeartStart MRx ist ein fortschrittlicher Defibrillator, der schnelle und präzise Reanimation unterstützt. Das Gerät bietet zuverlässige EKG-Überwachung und benutzerfreundliche Bedienung für den Einsatz in Notfallsituationen. Ideal für professionelle Einsatzkräfte, gewährleistet es effiziente Herzrhythmuskontrolle und lebensrettende Maßnahmen.



Categories: [Defibrillatoren](#), [Notfallversorgung](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

