



[PHILIPS HEARTSTART MRX DEFIBRILLATOR](#)

SKU: AX092024

~~1.899,00 €~~ **1.759,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Defibrillator](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Philips HeartStart MRx ist ein tragbarer Defibrillator, der für den Einsatz in Notfallsituationen konzipiert wurde. Er wird häufig von Rettungsdiensten, Krankenhäusern und anderen medizinischen Einrichtungen verwendet. Hier sind einige der Hauptmerkmale und Funktionen des HeartStart MRx:

1. **Zuverlässige Defibrillation:** Der MRx bietet sowohl biphasische als auch monophasische Defibrillation, was bedeutet, dass er in der Lage ist, elektrische Schocks abzugeben, um das Herz bei lebensbedrohlichen Arrhythmien zu reanimieren.
2. **Echtzeit-Überwachung:** Das Gerät ermöglicht die kontinuierliche Überwachung von Herzfrequenz, EKG und anderen wichtigen Vitalzeichen des Patienten. Dies hilft den medizinischen Fachkräften, fundierte Entscheidungen während der Behandlung zu treffen.
3. **Benutzerfreundliche Schnittstelle:** Der HeartStart MRx verfügt über ein intuitives Display und eine benutzerfreundliche Bedienoberfläche, die es auch weniger erfahrenen Benutzern erleichtert, das Gerät schnell zu bedienen.
4. **Automatische Analyse:** Das Gerät kann automatisch das EKG analysieren und entscheiden, ob ein Schock erforderlich ist oder nicht. Dies reduziert die Belastung für den Benutzer in kritischen Situationen.
5. **Datenmanagement:** Der MRx kann Daten speichern und übertragen, sodass medizinisches Personal die Behandlungsverläufe analysieren und dokumentieren kann. Dies ist besonders wichtig für die Nachverfolgung von Patienten und die Qualitätssicherung.
6. **Tragbarkeit:** Das kompakte Design des MRx macht ihn leicht transportierbar, was ihn ideal für den Einsatz im Rettungsdienst oder in Notfallsituationen macht.
7. **Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten:** Neben der Defibrillation kann das Gerät auch zur Überwachung von Patienten in verschiedenen klinischen Umgebungen eingesetzt werden.



8. **Schulung und Unterstützung:** Philips bietet Schulungen und Ressourcen an, um sicherzustellen, dass Benutzer mit dem Gerät vertraut sind und es effektiv einsetzen können.

Der Philips HeartStart MRx ist ein wichtiges Werkzeug im Bereich der kardiologischen Notfallversorgung und trägt dazu bei, die Überlebenschancen von Patienten mit Herzstillstand erheblich zu erhöhen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

