



PHILIPS HEARTSTART XL BIPHASIC DEFIBRILLATOR WITH ECG MONITORING

SKU: GV072025

zzgl. [Versandkosten](#)

Der **Philips Heartstart XL Biphasec Defibrillator** bietet zuverlässige Defibrillation mit modernem biphasischem Impuls und integriertem *ECG-Monitoring* zur präzisen Herzrhythmusanalyse. Dieses professionelle Gerät unterstützt medizinisches Personal effektiv bei der schnellen Wiederherstellung eines stabilen Herzrhythmus im Notfall.



Categories: [Notfallversorgung](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

