



## **PHILIPS HEARTSTART XL BIPHASIC DEFIBRILLATOR WITH ECG MONITORING**

**SKU:** GS072025-

zzgl. [Versandkosten](#)



---

**Categories:** [Notfallversorgung](#)

### **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Der **Philips Heartstart XL Biphasec Defibrillator** ist ein hochmodernes, professionelles Gerät zur Behandlung von lebensbedrohlichen Herzrhythmusstörungen wie Kammerflimmern und pulsloser ventrikulärer Tachykardie. Dieses Gerät kombiniert effektive Defibrillationstechnologie mit integrierter **Elektrokardiogramm (EKG)-Überwachung**, um eine präzise Diagnose und schnelle Intervention im Notfall zu gewährleisten.

Die fortschrittliche **biphasische Impulstechnologie** sorgt für eine verbesserte Energieeffizienz und ermöglicht eine wirksame Defibrillation bei gleichzeitig reduzierter Myokardbelastung. Dies führt zu einer höheren Erfolgsrate bei der Wiederherstellung eines stabilen Herzrhythmus.

#### **Hauptmerkmale des Philips Heartstart XL:**

- **Biphasische Defibrillation:** Optimierte Energieabgabe für effektive Schockabgabe bei verschiedenen Patiententypen.
- **EKG-Monitoring:** Kontinuierliche Überwachung mit hochauflösender Darstellung der Herzaktivität in Echtzeit.
- **Benutzerfreundliche Bedienoberfläche:** Intuitive Menüs und klare Anweisungen unterstützen medizinisches Personal bei der schnellen und sicheren Anwendung.
- **Automatische Schockanalyse:** Das Gerät bewertet selbstständig den Herzrhythmus und empfiehlt bei Bedarf die Schockabgabe.
- **Vielseitige Anschlussmöglichkeiten:** Kompatibel mit externen Monitoren und anderen medizinischen Systemen zur erweiterten Patientenüberwachung.
- **Langlebige Batterie und robuste Bauweise:** Gewährleisten Zuverlässigkeit auch unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen.



Der Philips Heartstart XL ist speziell für den Einsatz in Krankenhäusern, Notfallrettungen und klinischen Umgebungen konzipiert. Seine Kombination aus leistungsstarker Defibrillation und präzisiertem EKG-Monitoring unterstützt medizinisches Fachpersonal dabei, lebensrettende Maßnahmen schnell und effizient durchzuführen.

**Zusammenfassung:**

Mit dem Philips Heartstart XL Biphasic Defibrillator mit EKG-Monitoring erhalten Sie ein zuverlässiges, modernes Gerät, das höchste Anforderungen an Sicherheit, Effizienz und Benutzerfreundlichkeit erfüllt. Es bietet eine umfassende Lösung zur Herzrhythmusüberwachung und Defibrillation im professionellen medizinischen Bereich.

**ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

