



## **PHILIPS HEARTSTART XL BIPHASIC DEFIBRILLATOR WITH ECG MONITORING**

**SKU:** GU072025

zzgl. [Versandkosten](#)



---

**Categories:** [Notfallversorgung](#)

### **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Der **Philips HeartStart XL Biphasec Defibrillator mit EKG-Überwachung** ist ein hochmodernes, tragbares medizinisches Gerät, das speziell für den professionellen Einsatz in Notfallsituationen entwickelt wurde. Dieses robuste und zuverlässige System unterstützt medizinisches Fachpersonal bei der schnellen und effektiven Behandlung von lebensbedrohlichen Herzrhythmusstörungen, insbesondere bei Kammerflimmern und pulsloser ventrikulärer Tachykardie.

#### **Hauptmerkmale und Funktionen:**

- **Biphasische Impulstechnologie:** Die fortschrittliche biphasische Wellenform ermöglicht eine effektive Defibrillation mit geringerer Energie, was die Erfolgsrate erhöht und das Myokard schont.
- **Integrierte EKG-Überwachung:** Das Gerät bietet eine kontinuierliche Echtzeit-Überwachung des Elektrokardiogramms (EKG), wodurch eine präzise Diagnostik und Überwachung des Herzrhythmus während des Einsatzes gewährleistet ist.
- **Vielseitige Einsatzmöglichkeiten:** Geeignet für den Einsatz in Krankenhäusern, Rettungsdiensten und anderen medizinischen Einrichtungen, die eine zuverlässige Defibrillation und Herzrhythmus-Überwachung benötigen.
- **Benutzerfreundliches Interface:** Intuitive Bedienelemente und klare visuelle Anzeigen unterstützen das medizinische Personal bei der schnellen und sicheren Anwendung unter Stressbedingungen.
- **Robustheit und Mobilität:** Das Gerät ist stoßfest und für den mobilen Einsatz optimiert, mit einem ergonomischen Design zur einfachen Handhabung und Transport.
- **Erweiterte Datenmanagement-Funktionen:** Speicherung und Export von EKG-Daten und Ereignisprotokollen für die nachträgliche Analyse und Dokumentation.

#### **Technische Spezifikationen:**



- Defibrillationsmodus: Biphasisch, energiesparend und effektiv
- EKG-Überwachung: 3-Kanal-EKG mit hoher Signalqualität
- Energieeinstellungen: Anpassbar je nach Patientenzustand und Protokoll
- Display: Hochauflösendes Farbdisplay für klare EKG-Darstellung und Statusinformationen
- Stromversorgung: Wiederaufladbare Batterien mit langer Betriebsdauer
- Abmessungen und Gewicht: Kompakt und leicht für den mobilen Einsatz

Der **Philips HeartStart XL Biphasic Defibrillator mit EKG-Überwachung** ist ein unverzichtbares Gerät für die schnelle und sichere Behandlung von Herznotfällen. Durch seine zuverlässige Technologie und benutzerorientierte Gestaltung trägt er maßgeblich dazu bei, die Überlebenschancen von Patienten mit akutem Herzstillstand zu verbessern.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

