



## [PHILIPS HEARTSTART XL DEFIBRILLATOR \(M4735A\)](#)

SKU: IR112024

zzgl. [Versandkosten](#)

Der **Philips HeartStart XL Defibrillator (M4735A)** ist ein zuverlässiges, tragbares Gerät zur schnellen und effektiven Behandlung von plötzlichem Herzstillstand. Mit benutzerfreundlicher Bedienung und robustem Design unterstützt er medizinisches Fachpersonal bei der lebensrettenden Defibrillation in Notfallsituationen.



---

Categories: [Defibrillatoren](#), [Notfallversorgung](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Philips HeartStart XL Defibrillator (M4735A)** ist ein hochentwickeltes medizinisches Gerät, das speziell für den professionellen Einsatz in Notfallsituationen zur Behandlung von lebensbedrohlichen Herzrhythmusstörungen entwickelt wurde. Dieses Defibrillator-Modell bietet eine zuverlässige Kombination aus Benutzerfreundlichkeit, Robustheit und fortschrittlicher Technologie, um schnelle und effektive Reanimationen zu ermöglichen.

### Eigenschaften und Funktionen:

- **Fortschrittliche biphasische Impulstechnologie:** Sorgt für eine effektive und schonende Defibrillation mit anpassbarer Energieabgabe, die die Erfolgsrate bei der Behandlung von Kammerflimmern und pulsloser ventrikulärer Tachykardie erhöht.
- **Intuitive Benutzeroberfläche:** Klare visuelle und akustische Anweisungen führen den Anwender Schritt für Schritt durch den Defibrillationsprozess, was besonders in Stresssituationen eine sichere Handhabung gewährleistet.
- **Robustes Design:** Der HeartStart XL ist für den professionellen Einsatz in Krankenhäusern, Rettungsdiensten



und anderen medizinischen Einrichtungen konzipiert und hält anspruchsvollen Umgebungsbedingungen stand.

- **Großes, gut ablesbares Display:** Zeigt EKG-Daten in Echtzeit an und unterstützt medizinisches Personal bei der Beurteilung des Patientenstatus.
- **Kompatibilität mit verschiedenen Elektrodentypen:** Ermöglicht den Einsatz von Erwachsenen- und Kinder-Elektroden, um die Behandlung optimal an das Patientenalter anzupassen.
- **Datenmanagement:** Speichert wichtige Patientendaten und Einsatzinformationen zur späteren Analyse und Dokumentation.

### **Anwendungsbereiche:**

Der *Philips HeartStart XL* ist ideal geeignet für den Einsatz in:

- Klinischen Notaufnahmen und Intensivstationen
- Rettungsdiensten und Notfallmedizin
- Herzkatheterlaboren
- Ambulanten Notfallteams

### **Technische Spezifikationen:**

- Energieabgabe: Anpassbar, biphasisch
- Einsatzbereit in Sekunden nach Einschalten
- Speicher für bis zu mehrere Stunden EKG-Aufzeichnungen
- Akku-Laufzeit: Hochleistungsbatterie für langanhaltenden Betrieb
- Abmessungen und Gewicht: Kompakt und transportabel

Der **Philips HeartStart XL Defibrillator (M4735A)** ist ein unverzichtbares medizinisches Hilfsmittel zur schnellen und präzisen Behandlung von Herzstillständen. Mit seiner Kombination aus modernster Technologie, einfacher Handhabung und robustem Design unterstützt er medizinisches Fachpersonal dabei, Leben zu retten und die Patientensicherheit zu erhöhen.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

