



PHILIPS HP / AGILENT C5040 NR.21373A
CONVEX SONDE

SKU: 09-022013-OQ

zzgl. [Versandkosten](#)

gepflegt
Vollfunktionsfähig

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
0049 40 18 20 79 03
0049 176 205 800 86
fax.0049 40 65 86 33 64



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Hersteller: PHILIPS / HP

Modell : C5040

Applikation: Abdominal OB / GYN

7,5 / 5 / 3,5 MHz Curved

Geeignet für folgende Modelle:

HP 4500, HP 5500, HP 7500, Image Point, Image Point HX, and EnVisor

Differenzbesteuerte Ware nach §25a USTG. - **Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen**

Vollfunktionsfähig



Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
0049 40 18 20 79 03
0049 176 205 800 86
fax.0049 40 65 86 33 64

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

