



## PHILIPS HP C3540 21321 ULTRASOUND TRANSDUCER

**SKU:** C072016-01

**1.899,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)

Abdominal

Frequenz : 2 - 5 MHz

Für Sonos 4500 / 5500 / Envisor

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)  
[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile	0049 176 205 800 86
Tel / Homezone	0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro	0049 40 3 61 61 - 256
Fax.	0049 40 3 61 61 - 257



---

**Categories:** [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)  
[/Zubehör](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Abdominal

Frequenz : 2 - 5 MHz

Für Sonos 4500 / 5500 / Envisor

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg



[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

