



## [PHILIPS INTELLIVUE MP5 865024](#)

SKU: AA022022-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

**Philips IntelliVue MP5 865024** ist ein kompaktes und vielseitiges Patientenmonitoring-System, das präzise Vitalparameter in Echtzeit erfasst und darstellt. Es eignet sich ideal für den Einsatz in verschiedenen klinischen Umgebungen und unterstützt eine effiziente Überwachung zur verbesserten Patientenversorgung.



---

Categories: [Monitoring und Patientenüberwachung](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Philips IntelliVue MP5 865024** ist ein hochmodernes, tragbares Patientenmonitoring-Gerät, das speziell für den Einsatz in verschiedenen klinischen Umgebungen entwickelt wurde. Es bietet zuverlässige und präzise Überwachung lebenswichtiger Parameter, um eine optimale Patientenversorgung sicherzustellen.

### Produktmerkmale und Funktionen:

- **Vielseitige Überwachungsmöglichkeiten:** Das IntelliVue MP5 ermöglicht die kontinuierliche Messung von Herzfrequenz (EKG), Sauerstoffsättigung (SpO2), Blutdruck (NIBP), Atemfrequenz und Temperatur.
- **Benutzerfreundliches Design:** Das kompakte und leichte Gerät ist einfach zu bedienen und eignet sich ideal für den Einsatz am Patientenbett, in der Notaufnahme oder beim Transport.
- **Hochauflösendes Farbdisplay:** Das intuitive, gut ablesbare Display zeigt alle relevanten Vitalparameter übersichtlich und in Echtzeit an.
- **Alarmmanagement:** Individuell einstellbare Alarme unterstützen das medizinische Personal bei der frühzeitigen Erkennung von kritischen Zuständen.
- **Datenintegration:** Das Gerät ist kompatibel mit Krankenhausinformationssystemen und ermöglicht eine

nahtlose Datenübertragung und Dokumentation.

- **Lange Batterielaufzeit:** Die integrierte Batterie gewährleistet eine zuverlässige Überwachung auch während des Patiententransports oder bei temporärem Stromausfall.

#### **Anwendungsbereiche:**

Das Philips IntelliVue MP5 865024 eignet sich hervorragend für den Einsatz in:

- Intensivstationen
- Notfall- und Rettungsdiensten
- Operationssälen
- Ambulanten Einrichtungen
- Patientenüberwachung während des Transports

#### **Technische Daten (Auszug):**

- Abmessungen: kompakt und leicht für optimale Mobilität
- Display: Farb-LCD mit hoher Auflösung
- Messparameter: EKG, SpO2, NIBP, Atemfrequenz, Temperatur
- Alarmfunktionen: Mehrstufig und konfigurierbar
- Anschlüsse: Kompatibel mit verschiedenen Sensoren und Zubehör
- Batterie: Wiederaufladbar mit langer Laufzeit

Mit dem **Philips IntelliVue MP5 865024** erhalten medizinische Fachkräfte ein zuverlässiges, präzises und flexibles Monitoring-System, das die Überwachung von Patienten einfach und effizient gestaltet. Es unterstützt eine schnelle Entscheidungsfindung und trägt somit maßgeblich zur Verbesserung der Patientenversorgung bei.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

