



[PHILIPS INTELLIVUE X2 PATIENTEN MONITOR](#)

SKU: GE102025

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Monitoring und Patientenüberwachung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Philips IntelliVue X2 Patientenmonitor** ist ein hochmodernes, tragbares Überwachungsgerät, das speziell für den Einsatz in anspruchsvollen klinischen Umgebungen entwickelt wurde. Er bietet eine präzise und zuverlässige Überwachung der Vitalparameter und unterstützt medizinisches Fachpersonal dabei, schnelle und fundierte Entscheidungen zu treffen.

Hauptmerkmale und Vorteile:

- **Flexible Mobilität:** Das kompakte und leichte Design ermöglicht eine einfache Handhabung und den problemlosen Transport zwischen verschiedenen Patientenstationen oder innerhalb von Notfallsituationen.
- **Umfangreiche Parameterüberwachung:** Der IntelliVue X2 kann eine Vielzahl von Vitalparametern gleichzeitig erfassen, darunter EKG, Herzfrequenz, SpO₂, Blutdruck (invasiv und nicht-invasiv), Atemfrequenz, Temperatur sowie CO₂-Messungen.
- **Hochauflösender Touchscreen:** Das große, farbige Display mit intuitiver Benutzeroberfläche ermöglicht eine übersichtliche Darstellung aller relevanten Patientendaten und eine einfache Bedienung auch unter Zeitdruck.
- **Nahtlose Integration:** Der Monitor ist kompatibel mit dem Philips IntelliVue Netzwerk und unterstützt die Integration in Krankenhausinformationssysteme (KIS) sowie elektronische Patientenakten (EPA), wodurch eine lückenlose Dokumentation gewährleistet wird.
- **Erweiterbare Module:** Das Gerät kann mit zusätzlichen Messmodulen erweitert werden, um spezifische Überwachungsanforderungen, beispielsweise für Intensiv- oder Neonatologie, abzudecken.
- **Alarmmanagement:** Der IntelliVue X2 verfügt über ein intelligentes Alarmsystem mit konfigurierbaren Alarmgrenzen, das eine schnelle Reaktion auf kritische Veränderungen ermöglicht und gleichzeitig die Anzahl unnötiger Fehlalarme reduziert.



- **Lange Batterielaufzeit:** Die integrierte Batterie gewährleistet eine kontinuierliche Überwachung über mehrere Stunden ohne Unterbrechung, was besonders bei Transporten oder in Notfallsituationen von Vorteil ist.

Anwendungsbereiche:

Der Philips IntelliVue X2 Patientenmonitor eignet sich ideal für die Anwendung in verschiedenen klinischen Bereichen wie Intensivstationen, Notaufnahmen, OP-Vorbereitungsräumen, während des Transports von Patienten und in der Anästhesie. Seine Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit machen ihn zu einem unverzichtbaren Werkzeug für die kontinuierliche Patientenüberwachung.

Fazit:

Mit dem Philips IntelliVue X2 erhalten medizinische Einrichtungen ein leistungsstarkes und benutzerfreundliches Überwachungsgerät, das höchste Ansprüche an Präzision, Mobilität und Integration erfüllt. Es unterstützt die Verbesserung der Patientensicherheit und optimiert die Arbeitsabläufe im klinischen Alltag.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

