



PHILIPS INVIVO EXPRESSION MRI MONITOR, ÜBERWACHUNGSMONITOR MIT ZUBEHÖR

SKU: CC022026

zzgl. [Versandkosten](#)

Philips Invivo Expression MRI Monitor ist ein hochauflösender Überwachungsmonitor, der speziell für den Einsatz im MRT-Umfeld entwickelt wurde und zuverlässige Vitaldaten in Echtzeit anzeigt. Das robuste Design und das mitgelieferte Zubehör gewährleisten eine sichere und präzise Patientenüberwachung während der Bildgebung.



Categories: [Monitoring und Patientenüberwachung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Philips Invivo Expression MRI Monitor** ist ein hochentwickelter Überwachungsmonitor, der speziell für den Einsatz in der Magnetresonanztomographie (MRT) entwickelt wurde. Dieses Gerät ermöglicht eine sichere und zuverlässige Überwachung von Patienten während MRT-Untersuchungen, ohne die Bildqualität oder die Sicherheit zu beeinträchtigen.

Produktmerkmale und Vorteile:

- **MRT-kompatibles Design:** Der Monitor ist vollständig abgeschirmt und verwendet nicht-magnetische Materialien, um Interferenzen mit dem MRT-Gerät zu vermeiden.
- **Hochauflösendes Display:** Bietet klare, gut ablesbare Vitalparameter, auch in Umgebungen mit geringer Beleuchtung.
- **Vielseitige Überwachungsparameter:** Unterstützt die Überwachung von Herzfrequenz, Blutdruck, Sauerstoffsättigung (SpO2), Atemfrequenz und weiteren wichtigen Vitalzeichen.
- **Einfache Integration:** Kompatibel mit verschiedenen Patientenmonitoring-Systemen und kann problemlos in



bestehende klinische Workflows integriert werden.

- **Robustes Zubehörpaket:** Das mitgelieferte Zubehör umfasst MRT-kompatible Sensoren und Kabel, die speziell für den Einsatz in der MRT-Umgebung konzipiert sind und eine präzise Messung gewährleisten.
- **Benutzerfreundliche Bedienoberfläche:** Intuitive Bedienung mit Touchscreen ermöglicht eine schnelle Anpassung der Einstellungen und eine einfache Überwachung der Patientendaten.
- **Sicherheitszertifizierungen:** Erfüllt alle relevanten medizinischen Sicherheitsstandards und ist für den klinischen Einsatz zugelassen.

Der Philips Invivo Expression MRI Monitor ist die ideale Lösung für Krankenhäuser und Diagnostikzentren, die eine zuverlässige Patientenüberwachung während MRT-Untersuchungen gewährleisten möchten. Durch die Kombination aus modernster Technologie, Benutzerfreundlichkeit und umfassendem Zubehör stellt dieses System eine wertvolle Unterstützung für medizinisches Fachpersonal dar.

Lieferumfang:

- Philips Invivo Expression MRI Monitor
- MRT-kompatible Sensoren (z. B. SpO2, EKG, Blutdruckmanschette)
- Anschlusskabel und Befestigungsmaterial
- Bedienungsanleitung und technische Dokumentation

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

