



## PHILIPS L12-5 LINEAR SONDE

**SKU:** L012023-K

**1.250,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)

geeignet, unter anderen für .Philips HD 11 , HD11XE ,  
IU22 , HD7 : HD9 : EnVisor ....

Frequency 5.0-12 Mhz 50 mm

Anwendung. mamma , Small Parts

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)  
[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile	0049 176 205 800 86
Tel / Homezone	0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro	0049 40 3 61 61 - 256
Fax.	0049 40 3 61 61 - 257



---

**Categories:** [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)  
[/Zubehör](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

geeignet, unter anderen für .Philips HD 11 , HD11XE , IU22 , HD7 : HD9 : EnVisor ....

Frequency 5.0-12 Mhz 50 mm

Anwendung. mamma , Small Parts



Vollfunktionsfähig  
Im guten gebrauchten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

