



## PHILIPS LIBRA C ARM - MOBILES RÖNTGENERÄT

SKU: BO022025

zzgl. [Versandkosten](#)

**Philips Libra C Arm** ist ein mobiles Röntgengerät, das präzise Bildgebung in der Chirurgie und interventionellen Radiologie ermöglicht. Mit seiner flexiblen C-Arm-Konstruktion bietet es hohe Bildqualität und einfache Handhabung für eine effiziente Patientenversorgung.



---

**Categories:** [Röntgen & Durchleuchtung](#), [Röntgen und zubehör](#), [Röntgen und Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Philips Libra C Arm** ist ein hochmodernes, mobiles Röntgengerät, das speziell für den Einsatz in der Chirurgie, der Orthopädie und der Notfallmedizin konzipiert wurde. Dieses vielseitige System ermöglicht eine präzise Bildgebung in Echtzeit und unterstützt medizinisches Personal bei der Durchführung minimalinvasiver Eingriffe sowie bei der Diagnostik.

### Technische Merkmale und Vorteile:

- **Mobiles Design:** Dank seines kompakten und leicht beweglichen C-Arm-Systems lässt sich das Gerät flexibel in verschiedenen OP-Sälen oder Behandlungsräumen einsetzen.
- **Hohe Bildqualität:** Die fortschrittliche Digitaltechnik sorgt für hochauflösende, kontrastreiche Röntgenbilder, die eine exakte Beurteilung anatomischer Strukturen ermöglichen.
- **Echtzeit-Bildgebung:** Kontinuierliche Fluoroskopie erlaubt eine dynamische Darstellung während chirurgischer Eingriffe, wodurch die Präzision und Sicherheit erhöht wird.
- **Ergonomische Bedienung:** Intuitive Benutzeroberfläche mit Touchscreen und programmierbaren



Einstellungen erleichtert den Arbeitsablauf und minimiert die Bedienungszeit.

- **Strahlenschutz:** Integrierte Strahlendosismanagement-Systeme reduzieren die Belastung für Patient und Personal, ohne die Bildqualität zu beeinträchtigen.
- **Vielseitige Einsatzmöglichkeiten:** Ideal geeignet für orthopädische Operationen, Gefäßdiagnostik, Schmerztherapie und andere interventionelle Verfahren.

#### **Funktionale Highlights:**

- 360-Grad-Drehbarkeit des C-Arms für optimale Positionierung
- Automatische Belichtungssteuerung zur Anpassung an verschiedene Körperregionen
- Speicherbare Bilddaten mit Anbindung an Krankenhausinformationssysteme (KIS) und PACS
- Robuste Bauweise für den anspruchsvollen klinischen Alltag

Das Philips Libra C Arm unterstützt medizinische Teams dabei, präzise Diagnosen zu stellen und Behandlungen sicher und effizient durchzuführen. Seine Kombination aus Mobilität, Bildqualität und Bedienkomfort macht es zu einem unverzichtbaren Instrument in modernen Gesundheitseinrichtungen.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

