



[PHILIPS MEDICAL 9896-010-63991 ANTI-SCATTER GRID FOR XRAY](#)

SKU: M122025

zzgl. [Versandkosten](#)

Das Philips Medical 9896-010-63991 Anti-Scatter Grid verbessert die Bildqualität bei Röntgenuntersuchungen durch effektive Reduktion von Streustrahlen. Dieses hochwertige Raster ermöglicht präzisere Diagnosen und optimiert die Strahlenbelastung für Patienten und Personal.



Categories: [Röntgen und zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Philips Medical 9896-010-63991 Anti-Scatter Grid** ist ein hochqualitatives Zubehörteil, das speziell für den Einsatz in der Röntgendiagnostik entwickelt wurde. Es dient dazu, die Bildqualität bei Röntgenuntersuchungen maßgeblich zu verbessern, indem es Streustrahlen effektiv reduziert.

Funktion und Vorteile:

- **Reduktion von Streustrahlen:** Das Anti-Scatter Grid minimiert die Streustrahlung, die durch Wechselwirkungen des primären Röntgenstrahls mit dem Gewebe entsteht. Dies führt zu einer deutlich verbesserten Bildkontrastdarstellung.
- **Verbesserte Bildqualität:** Durch die Verringerung der Streustrahlung werden Details im Röntgenbild klarer und präziser sichtbar, was die diagnostische Genauigkeit erhöht.
- **Kompatibilität:** Das Raster ist speziell auf bestimmte Philips Röntgensysteme abgestimmt und gewährleistet eine optimale Integration und einfache Handhabung.
- **Langlebigkeit und Zuverlässigkeit:** Hergestellt aus hochwertigen Materialien, bietet das Produkt eine lange Lebensdauer und eine stabile Leistung über den gesamten Nutzungszeitraum.



Anwendungsbereiche:

Das Anti-Scatter Grid findet vor allem Anwendung in der allgemeinen Radiologie, bei der Untersuchung von Knochen, Brustkorb, Abdomen sowie anderen Körperregionen, bei denen eine hohe Bildqualität zur Diagnosestellung erforderlich ist.

Technische Merkmale:

- Modellnummer: 9896-010-63991
- Hersteller: Philips Medical
- Material: Hochwertige Metalllamellen mit präziser Anordnung
- Abmessungen: Spezifisch abgestimmt auf entsprechende Röntgensysteme
- Einbau: Einfacher Austausch und Integration in bestehende Geräte

Zusammenfassend bietet das **Philips Medical 9896-010-63991 Anti-Scatter Grid** eine effiziente Lösung zur Optimierung der Röntgenbildqualität. Es unterstützt Mediziner dabei, präzise Diagnosen zu stellen und die patientenbezogene Bildgebung zu verbessern.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

