



[PHILIPS MP50 MP 50 - ÜBERWACHUNGSMONITOR + MODUL](#)

SKU: DP032025

zzgl. [Versandkosten](#)

Philips MP50 Überwachungsmonitor bietet zuverlässige und präzise Patientenüberwachung mit vielseitigen Modulen für EKG, SpO₂, Blutdruck und mehr. Das kompakte Design ermöglicht eine einfache Integration in klinische Umgebungen und unterstützt die kontinuierliche Überwachung kritischer Vitalparameter.



Categories: [Monitoring und Patientenüberwachung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Philips MP50 Überwachungsmonitor** ist ein hochentwickeltes medizinisches Gerät, das für die kontinuierliche Überwachung vitaler Patientenparameter konzipiert wurde. Gemeinsam mit dem zugehörigen Modul bietet der MP50 eine umfassende Lösung zur präzisen und zuverlässigen Patientenüberwachung in verschiedenen klinischen Umgebungen, wie Intensivstationen, Operationssälen und Notaufnahmen.

Hauptmerkmale und Funktionen:

- **Multifunktionale Überwachung:** Der MP50 kann eine Vielzahl lebenswichtiger Parameter messen, darunter EKG, Sauerstoffsättigung (SpO₂), Blutdruck (NIBP), Temperatur und Atemfrequenz.
- **Modulares Design:** Das System ist modular aufgebaut, sodass verschiedene Module je nach klinischem Bedarf hinzugefügt oder ausgetauscht werden können. Dies gewährleistet Flexibilität und Zukunftssicherheit.
- **Präzise Messwerte:** Hochentwickelte Sensoren und Algorithmen sorgen für exakte und zuverlässige Messdaten, die zur schnellen Entscheidungsfindung im klinischen Alltag unerlässlich sind.
- **Intuitive Benutzeroberfläche:** Der Monitor verfügt über ein gut ablesbares Farbdisplay mit Touchscreen, das



eine einfache Bedienung und schnelle Übersicht der Patientenparameter ermöglicht.

- **Alarmmanagement:** Anpassbare akustische und visuelle Alarme informieren das medizinische Personal frühzeitig über kritische Veränderungen im Zustand des Patienten.
- **Datenintegration und Vernetzung:** Der MP50 unterstützt die Anbindung an Krankenhausnetzwerke und elektronische Patientenakten, was eine lückenlose Dokumentation und Analyse der Patientendaten erlaubt.
- **Mobilität:** Durch sein kompaktes Design und den integrierten Akku ist der Monitor leicht transportierbar und kann flexibel am Patientenbett oder während Verlegungen eingesetzt werden.

Technische Details:

- Displaygröße: 10,4 Zoll Farb-LCD
- Erfassbare Parameter: EKG (3- oder 5-Kanal), SpO₂, NIBP, Temperatur, Atemfrequenz
- Stromversorgung: Netzbetrieb mit Akku-Backup
- Anschlüsse: USB, LAN, serielle Schnittstellen zur Integration in klinische IT-Systeme
- Abmessungen: kompakt und platzsparend gestaltet

Der **Philips MP50 Überwachungsmonitor mit Modul** ist eine zuverlässige, benutzerfreundliche und vielseitige Lösung zur Patientenüberwachung, die den hohen Anforderungen moderner klinischer Einrichtungen gerecht wird. Mit seiner präzisen Messtechnik, der modularen Erweiterbarkeit und dem integrierten Alarmmanagement unterstützt er das medizinische Personal effektiv bei der sicheren Versorgung und Beobachtung von Patienten in kritischem Zustand.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

