



## [PHILIPS MPT7-4](#)

SKU: QF122023

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#)  
[/Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Philips MPT7-4 ist ein multiplanarer transösophagealer Echokardiographie-Schallkopf (TEE), der mit den Ultraschallgeräten ATL HDI-1000, HDI-3000 und HDI-5000 kompatibel ist. Er arbeitet im Frequenzbereich von 4,0 bis 7,0 MHz und eignet sich für hochauflösende kardiologische Untersuchungen über die Speiseröhre.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

