



PHILIPS P3D7-4 3D PROBE FOR HDI 4000

SKU: D092014-03

zzgl. [Versandkosten](#)

Bezeichnung . P37D-4

Hersteller . ATL // PHILIPS

für ATL PHILIPS 4000

Abdomen

Anwendung : Abdomen, Geburtshilfe

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com


info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bezeichnung . P37D-4

Hersteller . ATL // PHILIPS

für ATL PHILIPS 4000

Abdomen

Anwendung : Abdomen, Geburtshilfe

Vollfunktionsfähig



Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

