



[PHILIPS S4-2 CARDIOSONDE](#)

SKU: F072025-K-

zzgl. [Versandkosten](#)

Philips S4-2 Cardiosonde ist eine hochauflösende Ultraschallsonde, die speziell für die kardiologische Bildgebung entwickelt wurde und eine präzise Darstellung der Herzanatomie ermöglicht. Sie bietet zuverlässige Leistung und optimale Bildqualität für eine genaue Diagnose bei kardiovaskulären Untersuchungen.



Categories: [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#) / [Zubehör](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

