


## [PHILIPS SERIES 50A CTG + 2 US + 1 X TOCO](#)

SKU: BG122025

zzgl. [Versandkosten](#)

Das Philips Series 50A CTG kombiniert präzise Kardiotokographie mit zwei Ultraschallsonden und einem Toko-Sensor, um eine zuverlässige Überwachung von fetalem Herzschlag und Wehentätigkeit zu gewährleisten. Dieses kompakte System bietet eine intuitive Bedienung und hochwertige Signalqualität für eine sichere pränatale Diagnostik.



---

Categories: [CTG](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Philips Series 50A CTG-System** ist eine hochmoderne Lösung für die kontinuierliche Überwachung der fetalen Herzfrequenz und der uterinen Wehentätigkeit während der Schwangerschaft und Geburt. Dieses System kombiniert präzise Technologie mit benutzerfreundlichem Design und ist speziell für den Einsatz in der Geburtshilfe konzipiert.

### Hauptmerkmale:

- **Zweikanalige Ultraschallüberwachung (2 US):** Die zwei Ultraschallsonden ermöglichen eine parallele, präzise Messung der fetalen Herzfrequenz von bis zu zwei Feten, ideal für Mehrlingsschwangerschaften.
- **Uterine Wehentätigkeitsmessung (1 X Toco):** Das Tokodynamometer misst die Kontraktionsintensität der Gebärmutter, um Wehen zuverlässig zu erfassen und zu dokumentieren.
- **Kontinuierliche CTG-Aufzeichnung:** Die integrierte Kardiotokographie zeichnet die Herzfrequenz und Wehentätigkeit in Echtzeit auf, ermöglicht eine lückenlose Überwachung und unterstützt die klinische Entscheidungsfindung.
- **Benutzerfreundliches Display:** Ein gut ablesbares, übersichtliches Display zeigt alle relevanten Parameter



übersichtlich an und erleichtert die Interpretation der Daten.

- **Datenmanagement und Schnittstellen:** Das System bietet umfangreiche Optionen zur Datenaufnahme, Speicherung und zum Export, um eine nahtlose Integration in elektronische Patientenakten zu gewährleisten.

#### **Anwendungsbereiche:**

- Überwachung von Schwangeren im Kreißsaal oder auf der Wochenstation
- Beobachtung bei Risikoschwangerschaften und Mehrlingsschwangerschaften
- Unterstützung bei der Beurteilung von Wehentätigkeit und fetalem Wohlbefinden

#### **Vorteile des Philips Series 50A CTG-Systems:**

- Hohe Messgenauigkeit und Zuverlässigkeit durch modernste Sensorik
- Erleichterte Diagnostik durch klare und gut interpretierbare CTG-Kurven
- Komfort für Patientinnen dank nicht-invasiver Messmethoden
- Robuste Bauweise für den intensiven klinischen Einsatz

Das Philips Series 50A CTG + 2 US + 1 X Toco stellt somit eine umfassende und vertrauenswürdige Lösung für die fetale Überwachung dar, die sowohl den Anforderungen moderner Geburtshilfe als auch den Bedürfnissen von medizinischem Fachpersonal gerecht wird.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

