



PHILIPS SERIES 50A FETAL MONITOR

SKU: HH112024

zzgl. [Versandkosten](#)

Philips Series 50A Fetal Monitor bietet präzise und zuverlässige Überwachung der fetalen Herzfrequenz und der Wehentätigkeit, um eine sichere Geburtshilfe zu gewährleisten. Das benutzerfreundliche Design ermöglicht eine einfache Handhabung und genaue Datenanalyse in klinischen Umgebungen.



Categories: [Monitoring und Patientenüberwachung](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

