



PHILIPS SURESIGNS VM6 **ÜBERWACHUNGSMONITOR**

SKU: EU082025

zzgl. [Versandkosten](#)

Philips SureSigns VM6 Überwachungsmonitor bietet eine zuverlässige und präzise Überwachung lebenswichtiger Parameter in Echtzeit, ideal für den Einsatz in klinischen Umgebungen. Das kompakte Design und die benutzerfreundliche Bedienoberfläche ermöglichen eine effiziente Patientenüberwachung und unterstützen medizinisches Personal bei schnellen Entscheidungen.



Categories: [Überwachungsmonitor](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

