



POLYTECH SILIMED BPS 1001 MICROPIGMENTATION SYSTEM

SKU: B072017

355,81 €

zzgl. [Versandkosten](#)

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
Mobile 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

Differenzbesteuerte Ware nach §25a USTG. - **Mwst. wird
nicht gesondert ausgewiesen**



Categories: [Fundgrube](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com



Mobile	0049 176 205 800 86
Tel / Homezone	0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro	0049 40 3 61 61 - 256
Fax.	0049 40 3 61 61 - 257

Differenzbesteuerte Ware nach §25a USTG. - **Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen**

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Weight	10 kg
---------------	-------



GALLERIE

